

Wb、If/Icc、Elisa用 アンチ-シントロフィン A1 ポリクローナル抗体 - Q13424

商品番号: CM0023626

前書き

ヒト Syntrophin alpha 1 (SNTA1)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC
C、ELISA
で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。
ジストロフィン複合体および神経筋シナプスの研究に
最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Syntrophin alpha 1 Rabbit pAb
備考/別名	SNT1; LQT12; TACIPI; dJ1187J4.5; Syntrophin alpha 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6640
遺伝子ID	6640
免疫原	ヒト Syntrophin alpha 1 (NP_003089.1) のアミノ酸1-90に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13424
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋