

## If/Icc、Elisa用 Anti-Sypl1 ポリクローナル抗体 - Q16563

商品番号: CM0021271

### 前書き

IF/ICCおよびELISAアプリケーションで検証済みのAnti-SYPL1ウサギポリクローナル抗体。ヒトシナプトフィジン様タンパク質1（パントフィジン）と反応し、これは細胞質小胞輸送に関与する膜タンパク質です。細胞生物学研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | SYPL1 Rabbit pAb                                       |
| 備考/エイリアス   | SYPL; H-SPI; SYPL1                                     |
| 種          | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6856                                                   |
| 遺伝子ID      | 6856                                                   |
| 免疫原        | ヒトSYPL1 (NP_006745.1) のアミノ酸50-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース        | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション   | IF/ICC、ELISA                                           |
| 交差反応性      | ヒト                                                     |
| SWISS      | Q16563                                                 |
| タンパク質分子量   | 29kDa                                                  |
| 配送         | アイスバッグ                                                 |