

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Syt1ウサギモノクローナル抗体 - P21579

商品番号: CM0008059



前書き

ヒトSYT1（シナプトタグミン-

1）を標的とする高性能ウサギモノクローナル抗体。

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交叉反応性あり。シナプス小胞研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYT1ウサギmAb
備考/別名	P65; SYT; BAGOS; SVP65
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6857
遺伝子ID	6857
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSYT1（NP_005630.1）のアミノ酸141-422に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21579
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ