

抗Synt11ウサギポリクローナル抗体 Wb、If、Elisa用 - Q9Bt88

商品番号: CM0029412

前書き

ヒトSynaptotagmin-11 (SYT11) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性SYT11を検出し、予測分子量は48 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYT11 Rabbit pAb
別名	SYT12; syntXI; SYT11
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23208
遺伝子ID	23208
免疫原	ヒトSYT11 (NP_689493.3) のアミノ酸37〜200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BT88
タンパク質分子量	48kDa
配送方法	保冷剤