


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Syt4 ポリクローナル抗体 - Q9H2B2

商品番号: CM0027808



### 前書き

ヒトシナプトタグミン-4 (SYT4)  
を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-  
P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。神経細胞高密度芯小胞輸送およびメラノサイト樹状突起形成の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | SYT4 ウサギ pAb                                         |
| 備考/別名       | HsT1192; SYT4                                        |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 6860                                                 |
| GeneID      | 6860                                                 |
| 免疫原         | ヒトSYT4 (NP_065834.1) のアミノ酸38-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| 適用          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS       | Q9H2B2                                               |
| タンパク質分子量    | 48kDa                                                |
| 発送          | 保冷バッグ                                                |