

Wb、Elisa用 抗Synt6 ウサギポリクローナル抗体 - Q5T7P8

商品番号: CM0020484

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗SYT6ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのシナプトタグミン-6（小胞輸送とエキソサイトーシスにおけるカルシウムセンサー）を認識します。神経科学および分泌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYT6 ウサギ pAb
備考/別名	synt6; SYNT6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	148281
GeneID	148281
免疫原	ヒトSYNT6 (NP_001257734.1) のアミノ酸1-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5T7P8
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ