

WbおよびElisa用抗Syt7ウサギポリクローナル抗体 - O43581

商品番号: CM0014459



前書き

ヒトSynaptotagmin-

7 (SYT7) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット (WB) およびELISAで検証済み。SYT7は、リソソームエキソサイトーシス、膜修復、シナプス促進に不可欠なカルシウムセンサーです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYT7 Rabbit pAb
備考／別名	IPCA7; IPCA-7; SYTVII; PCANAP7; SYT-VII; SYT7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9066
遺伝子ID	9066
免疫原	ヒトSYT7 (NP_004191.2) のアミノ酸38～170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43581
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷剤