

## Wb用抗T-Bet/Tbx21ウサギ組換えモノクローナル抗体 - Q9UL17

商品番号: CM0005816

### 前書き

WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済みの高特異性抗T-bet/Tbx21ウサギ組換えモノクローナル抗体（Polym Ab®）です。ヒト、マウス、ラットのT-betを認識し、Th1系統研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名        | T-bet/Tbx21 ウサギPolymAb®                                      |
| 別名         | TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM                             |
| 種          | ヒト                                                           |
| 遺伝子ID (ヒト) | 30009                                                        |
| 遺伝子ID      | 30009                                                        |
| 免疫原        | ヒトT-bet/Tbx21 (NP_037483.1) のアミノ酸322-535に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                          |
| カテゴリ       | 組換えモノクローナル抗体                                                 |
| 適用用途       | WB, IHC-P, IP, ELISA                                         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                   |
| SWISS      | Q9UL17                                                       |
| タンパク質分子量   | 58kDa                                                        |
| 輸送方法       | 保冷剤梱包                                                        |