


Wb、If/Icc、Elisa用抗T1R3/Tas1R3ウサギモノクローナル抗体 - Q7Rtx0

商品番号: CM0007342



前書き

甘味およびうま味の知覚に関与する主要な味覚受容体サブユニット、T1R3/TAS1R3を標的とする高性能ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	T1R3/TAS1R3 ウサギmAb
備考／別名	T1R3
種	ヒト
GeneID	83756
免疫原	ヒトT1R3/TAS1R3 (NP_689414.2) のアミノ酸400～570に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7RTX0
タンパク質分子量	93kDa
配送	保冷バッグ