

Wb、Elisa用 抗Taar1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Rj0

商品番号: CM0024386



前書き

ヒトTAAR1 (Trace amine-associated receptor 1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。神経科学およびGPCRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAAR1 Rabbit pAb
備考/別名	TA1; TAR1; TRAR1; TAAR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	134864
遺伝子ID	134864
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96RJ0
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋