

Wb、Elisa用抗Tab2（Map3K7Ip2）ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nyj8

商品番号: CM0027433



前書き

WBおよびELISAアプリケーション向けの抗TAB2ウサギポリクローナル抗体をご紹介します。NF- κ BおよびJNKシグナル伝達における重要なアダプターであるヒト、マウス、ラットのTAB2（UniProt Q9NYJ8）を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAB2 Rabbit pAb
備考/別名	CHTD2; TAB-2; MAP3K7IP2; TAB2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	23118
遺伝子ID	23118
免疫原	ヒトTAB2（NP_055908.1）のアミノ酸510-620に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウエスタンブロッティング（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYJ8
タンパク質分子量	76kDa
発送方法	氷袋