

Wb、Elisa用抗Tab3モノクローナル抗体 - Q8N5C8

商品番号: CM0003650

前書き

TAB3 (NAP1/MAP3K7IP3) を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体で、ヒトおよびマウスサンプルを用いたウエスタンブロット、ELISAで検証済みです。癌および炎症研究におけるNF-κBおよびJNKシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAB3 ウサギmAb
備考/別名	NAP1; MAP3K7IP3; TAB3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	257397
GeneID	257397
免疫原	ヒトTAB3 (Q8N5C8) のアミノ酸1〜100領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N5C8
タンパク質分子量	79kDa
発送方法	保冷剤