

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tab3ウサギポリクローナル抗体 - Q8N5C8

商品番号: CM0018991

前書き

ヒトTAB3（NAP1/MAP3K7IP3）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。NF-κBおよびJNKシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAB3ウサギpAb
備考／別名	NAP1、MAP3K7IP3、TAB3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	257397
GeneID	257397
免疫原	ヒトTAB3（NP_690000.3）のアミノ酸390～480に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N5C8
タンパク質分子量	79 kDa
配送	保冷バッグ