


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Tac1 ウサギポリクローナル抗体 - P20366

商品番号: CM0019066



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗TAC1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットTAC1を認識。アミノ酸1-

129に対応する組換え免疫原。サブスタンスPおよびタキキニンシグナル伝達に関連する神経科学および炎症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAC1 Rabbit pAb
備考 / 別名	NK2; NPK; NKNA; TAC2; Hs.2563; TAC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6863
遺伝子ID	6863
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTAC1 (NP_003173.1) のアミノ酸1-129に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P20366
タンパク質分子量	15 kDa
輸送	保冷バッグ