


抗Tacc3モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Y6A5

商品番号: CM0003750



前書き

ヒト、マウス、ラットサンプル中の内在性TACC3を検出するための高品質ウサギモノクローナルTACC3抗体です。ウエスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAアプリケーションで検証済みです。中心体動態、有糸分裂、がん進行の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TACC3 ウサギmAb
別名	ERIC1; Tacc4; ERIC-1; maskin; TACC3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10460
遺伝子ID	10460
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6A5
タンパク質分子量	90kDa
発送方法	保冷剤