

Anti-Taco1 ポリクローナル抗体、Wb・Ihc-P・Elisa対応 - Q9Bsh4

商品番号: CM0017273

前書き

ヒトTACO1（ミトコンドリアのシトクロムcオキシダーゼI翻訳活性化因子）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。マウスおよびラットと交差反応します。WB、IHC-P、ELISAに対応しており、ミトコンドリア病や呼吸鎖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TACO1 Rabbit pAb
別名	CCDC44; MC4DN8; TACO1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51204
GeneID	51204
免疫原	ヒトTACO1 (NP_057444.2) の1～297アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q9BSH4
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	保冷剤