


## 抗Tacr3ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P29371

商品番号: CM0027970



## 前書き

ヒトTACR3（ニューロメジンK受容体）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。組換え免疫原（アミノ酸残基356-465）を使用しています。GPCRシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | TACR3 Rabbit pAb                                       |
| 備考／別名       | NK3, NKR, HH11, NK3R, NK-3R, TAC3R, TAC3RL, TACR3      |
| 対象種         | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 6870                                                   |
| GeneID      | 6870                                                   |
| 免疫原         | ヒトTACR3 (NP_001050.1) のアミノ酸356-465に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途          | WB, ELISA                                              |
| 交差反応性       | ヒト, マウス, ラット                                           |
| SWISS       | P29371                                                 |
| タンパク質分子量    | 52kDa                                                  |
| 発送方法        | 保冷剤                                                    |