

Wb、Elisa用抗Tada2Aポリクローナル抗体 - O75478

商品番号: CM0030534



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体で、ヒトTADA2A (ADA2)を標的としています。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。クロマチンリモデリングや転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TADA2A ウサギpAb
備考 / 別名	ADA2, ADA2A, KL04P, hADA2, TADA2L, TADA2A
種	ヒト
遺伝子ID	6871
免疫原	ヒトTADA2A (NP_001159577.2)のアミノ酸1-443番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウェスタンブロッティング(WB)、酵素結合免疫吸着検定法(ELISA)
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75478
タンパク質分子量	52kDa
配送方法	保冷剤