

Wb、Elisa用抗Tada2Bポリクローナル抗体 - Q86Tj2

商品番号: CM0013314

前書き

転写アダプター2-

β（TADA2B）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスに対する交差反応性を有します。PAX5依存性転写および核内制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TADA2BウサギpAb
備考／別名	ADA2B; ADA2 (beta) ; TADA2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	93624
GeneID	93624
免疫原	ヒトTADA2B (NP_689506.2) のアミノ酸150～322に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q86TJ2
タンパク質分子量	48 kDa
輸送	保冷バッグ