

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Tada3 ポリクローナル抗体 - O75528

商品番号: CM0024880

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのTADA3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTADA3を認識します。転写制御およびヒストンアセチルトランスフェラーゼ複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TADA3 ウサギ pAb
備考/別名	ADA3; NGG1; hADA3; STAF54; TADA3L; TADA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10474
GeneID	10474
免疫原	ヒトTADA3 (NP_597814.1) のアミノ酸270-369に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75528
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ