

Anti-Taf1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P21675

商品番号: CM0014647



前書き

ヒトTAF1（TFIID最大サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで実証済み、マウス・ラットと交差反応性あり。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAF1 Rabbit pAb
別名	OF; XDP; BA2R; CCG1; CCGS; DYT3; KAT4; P250; NSCL2; TAF2A; MRXS33; N-TAF1; TAFII250; DYT3/TAF1; TAFII-250; TAF(II)250; TAF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6872
GeneID	6872
免疫原	ヒトTAF1（NP_620278.1）のアミノ酸990-1250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21675
タンパク質分子量	213kDa
配送方法	保冷剤