


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Taf12ポリクローナル抗体 - Q16514

商品番号: CM0024342



前書き

ヒトTAF12ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。転写開始因子TFIIDサブユニット12を標的とし、RNAポリメラーゼII転写に必須。転写制御研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAF12 ウサギ pAb
備考/別名	TAF2J; TAFII20; TAF12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6883
GeneID	6883
免疫原	ヒトTAF12 (NP_001128690.1)の1-161アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16514
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ