

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Taf15ポリクローナル抗体 - Q92804

商品番号: CM0030436



前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、およびELISAでバリデーションされた高品質なTAF15ウサギポリクローナル抗体を提供します。ヒト組織における転写開始およびRNA結合メカニズムの研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAF15 Rabbit pAb
備考/別名	Npl3; RBP56; TAF2N; TAFII68; TAF15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8148
GeneID	8148
免疫原	ヒトTAF15 (NP_631961.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92804
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ