


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Taf5 ウサギポリクローナル抗体 - Q15542

商品番号: CM0029296



前書き

RNAポリメラーゼII転写に必須なコアTFIIDサブユニットであるヒトTAF5を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。遺伝子制御および転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAF5 Rabbit pAb
備考／別名	TAF2D; TAFII100; TAFII-100; TAF(II)100; TAF5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6877
GeneID	6877
免疫原	ヒトTAF5 (NP_008882.2) のアミノ酸656～800に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q15542
タンパク質分子量	87kDa
輸送方法	水袋