


抗Tak1 (Map3K7) モノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - O43318

商品番号: CM0003648



前書き

ヒトTAK1 (MAP3K7)

を標的とするウサギ由来モノクローナル抗体で、WB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと反応します。MAPキナーゼシグナル伝達、NF-κB活性化、アポトーシスの研究に有用です。免疫原：ヒトTAK1のアミノ酸507-606番領域の合成ペプチド。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] TAK1 ウサギmAb
備考/別名	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6885
GeneID	6885
免疫原	合成ペプチド：ヒトTAK1 (O43318) のアミノ酸507-606番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43318
タンパク質分子量	67 kDa
輸送方法	保冷剤