


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Tak1ポリクローナル抗体 - O43318

商品番号: CM0017161



前書き

ヒトTAK1 (MAP3K7) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。シグナル伝達、炎症、ストレス応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAK1ウサギpAb
備考／別名	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6885
GeneID	6885
免疫原	ヒトTAK1 (O43318) のアミノ酸507～606内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43318
タンパク質分子量	67kDa
輸送	保冷バッグ