

Anti-Tal2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16559

商品番号: CM0013440

前書き

TAL2 (bHLHa19) に対するウサギポリクローナル抗体。TAL2は塩基性ヘリックス・ループ・ヘリックス転写因子および原癌遺伝子です。WBおよびELISAで検証済み（ラットとの交差反応性あり）。白血病および転写研究用に提供されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAL2 Rabbit pAb
備考/別名	TAL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6887
GeneID	6887
免疫原	ヒトTAL2 (NP_005412.1) のアミノ酸20からC末端までの配列内に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q16559
タンパク質分子量	12kDa
配送	氷袋