

ウェスタンブロット、Elisa用 Anti-Taldo1 ポリクローナル抗体 - P37837

商品番号: CM0013220



前書き

ヒトトランスアルドラーゼ（TALDO1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適用可能。マウスおよびラットと交差反応性あり。ペントースリン酸経路および代謝疾患研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TALDO1 Rabbit pAb
備考/別名	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6888
遺伝子ID	6888
免疫原	ヒトTALDO1 (NP_006746.1) のアミノ酸1-337に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37837
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ