

## ウェスタンブロット、If-P、Elisa用 Anti-Talin-1 ポリクローナル抗体 - Q9Y490

商品番号: CM0031006



## 前書き

## ヒトTalin-

1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。細胞骨格および細胞接着研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 製品名        | TLN1 Rabbit pAb                                    |
| 備考/別名      | TLN; ILWEQ; talin-1; TLN1                          |
| 種          | ヒト                                                 |
| 遺伝子ID (ヒト) | 7094                                               |
| 遺伝子ID      | 7094                                               |
| 免疫原        | ヒトTLN1 (NP_006280.3)のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                          |
| 適用         | WB, IF-P, ELISA                                    |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS      | Q9Y490                                             |
| タンパク質分子量   | 270kDa                                             |
| 配送         | 保冷バッグ                                              |