


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗タリン2 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y4G6

商品番号: CM0003292



前書き

ウェスタンブロッティング、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAで検証済みのウサギモノクローナル抗タリン2抗体です。ヒト、マウス、ラットのタリン-2 (272 kDa) を検出します。細胞接着および接着斑研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	タリン2 ウサギmAb
備考／別名	ILWEQ、TLN2、Talin-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	83660
免疫原	ヒトタリン2 (Q9Y4G6) のアミノ酸350～450領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4G6
タンパク質分子量	272kDa
発送方法	氷袋