

Anti-Tamm41 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Bw9

商品番号: CM0030267

前書き

TAMM41（ホスファチジン酸シチジルトランスフェラーゼ、ミトコンドリア）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。ヒトおよびマウスと反応します。カルジオリピン合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAMM41 Rabbit pAb
備考/エイリアス	RAM41, TAM41, C3orf31, COXPD56
種	ヒト
GeneID (ヒト)	132001
GeneID	132001
免疫原	ヒトTAMM41 (NP_620162.1) のアミノ酸25-316に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96BW9
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ