


抗Tankウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q92844

商品番号: CM0029680



前書き

ヒトTANK（ITRAF）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。NF-κBシグナル伝達および自然免疫研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	TANK ウサギ pAb
備考／別名	ITRAF; TRAF2; I-TRAF; TANK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10010
GeneID	10010
免疫原	ヒトTANK（NP_597841.1）のアミノ酸1～119番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92844
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	保冷剤同梱