

Wb、Elisa用抗Taok1ウサギモノクローナル抗体 - Q7L7X3

商品番号: CM0007388

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗TAOK1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTAOK1（116 kDa）と反応します。TAOK1はp38 MAPKシグナル伝達、DNA損傷応答、細胞骨格制御における主要なキナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAOK1 ウサギmAb
備考／別名	DDIB; PSK2; TAO1; KFC-B; MARKK; PSK-2; hKFC-B; hTAOK1; MAP3K16; TAOK1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	57551
GeneID	57551
免疫原	ヒトTAOK1（NP_065842.1）のアミノ酸900～985に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L7X3
タンパク質分子量	116kDa
発送方法	氷袋