

WbおよびElisa用Anti-Taok2ポリクローナル抗体 - Q9UL54

商品番号: CM0021570

前書き

ヒトTAOK2（ストレス活性化MAPKカスケードに
与するセリン/スレオニンキナーゼ）に対するウサギポ
リクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA
に適しています。組換え免疫原；分子量138 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAOK2 Rabbit pAb
備考/別名	PSK; PSK1; TAO1; TAO2; MAP3K17; Tao2beta; PSK1-BETA; TAOK2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9344
遺伝子ID	9344
免疫原	ヒトTAOK2 (NP_057235.2) のアミノ酸610-730に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UL54
タンパク質分子量	138kDa
配送	アイスバッグ