

Wb、Elisa用抗Tap1モノクローナル抗体 - Q03518

商品番号: CM0004048



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のヒトTAP1 (Q03518)

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。マウスTAP1と交差反応します。抗原処理および免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAP1 Rabbit mAb
備考/別名	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
種	ヒト
GeneID	6890
免疫原	ヒトTAP1 (NP_000584.2) のアミノ酸449-748に相当する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q03518
タンパク質分子量	81 kDa
配送	氷袋