

WbおよびElisa用Anti-Tap1ポリクローナル抗体 - Q03518

商品番号: CM0030405



前書き

ヒトTAP1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。MHCクラスI抗原処理およびABCトランスポーター機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAP1 Rabbit pAb
備考/別名	APT1; PSF1; ABCI7; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6890
遺伝子ID	6890
免疫原	ヒトTAP1 (NP_000584.3) のアミノ酸524-808に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q03518
タンパク質分子量	81 kDa
配送	アイスバッグ