

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Tap2ポリクローナル抗体 - Q03519

商品番号: CM0023823



前書き

TAP2ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的は抗原ペプチドトランスポート2で、MHCクラスI抗原提示に関与する小胞体膜タンパク質です。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAP2 ウサギ pAb
備考/別名	APT2; PSF2; ABCB3; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6891
遺伝子ID	6891
免疫原	ヒトTAP2 (NP_001276972.1) のアミノ酸450～686に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03519
タンパク質分子量	76kDa
輸送方法	氷袋