

Wb、If/Icc、Elisa用抗Tap2ウサギモノクローナル抗体 - Q03519

商品番号: CM0007292



前書き

ヒトTAP2を標的とするウサギモノクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAでの検証済み。マウスと交差反応します。76
kDaの内在性TAP2を認識します。抗原プロセッシング
およびMHCクラスI提示の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAP2ウサギmAb
備考／別名	APT2; PSF2; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6891
GeneID	6891
免疫原	ヒトTAP2のアミノ酸450～686に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001276972.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q03519
タンパク質分子量	76 kDa
配送	保冷剤