


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Tapbpウサギポリクローナル抗体 - O15533

商品番号: CM0021354



前書き

ヒトタパシン(TAPBP)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応し、MHCクラスIの集合とペプチドローディングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAPBP ウサギpAb
別名	TPN; TAPA; TPSN; NGS17; TAPBP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6892
遺伝子ID	6892
免疫原	ヒトTAPBP (NP_757345.2)のアミノ酸30～260番に対応する配列を含む組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15533
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷剤