

Anti-Tapp1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Hb21

商品番号: CM0002981



前書き

ヒトTAPP1 (PLEKHA1/TAPP-1)

を標的とする高特異性の組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。ホスホイノシチドシグナル伝達および膜輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAPP1 Rabbit mAb
備考/別名	TAPP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	59338
遺伝子ID	59338
免疫原	ヒトTAPP1 (Q9HB21) のアミノ酸300-404領域内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HB21
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋