


Wb、Elisa用抗Tarbp1ウサギポリクローナル抗体 - Q13395

商品番号: CM0020720



前書き

ヒトTARBP1 (TRP-185) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証済みです。tRNAメチル化、HIV-1 TAR RNA結合、および関連経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TARBP1ウサギpAb
備考／別名	TRM3; TRMT3; TRP185; TRP-185; TARBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6894
GeneID	6894
免疫原	ヒトTARBP1 (NP_005637.3) のアミノ酸1322～1621に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13395
タンパク質分子量	182 kDa
発送	保冷バッグ