

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Tars ポリクローナル抗体 - P26639

商品番号: CM0026689



前書き

ヒトTARS (ThrRS) を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質翻訳およびアミノアシルtRNA合成酵素研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TARS ウサギ由来pAb
備考/別名	TARS; TTD7; ThrRS
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6897
免疫原	ヒトTARS (NP_689508.3) のアミノ酸1-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26639
タンパク質分子量	83kDa
発送方法	氷袋梱包