

Wb、Elisa用抗Tars2ポリクローナル抗体 - Q9Bw92

商品番号: CM0017014

前書き

ミトコンドリアスレオニンtRNAリガーゼであるヒトTARS2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア翻訳および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TARS2ウサギpAb
備考／別名	thrRS; TARSL1; COXPD21; TARS2
種	ヒト
遺伝子ID	80222
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTARS2（NP_079426.2）のアミノ酸100～400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BW92
タンパク質分子量	81kDa
輸送	保冷バッグ