

WbおよびElisa用抗Tarsl2ウサギポリクローナル抗体 - A2Rtx5

商品番号: CM0020135

前書き

WBおよびELISA用途で検証済みの抗TARSL2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTARSL2（ThrRS-L）を検出します。TARSL2はタンパク質生合成に与する細胞質スレオニン-tRNAリガーゼです。IVD研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TARSL2ウサギpAb
備考／別名	TARSL2 ; ThrRS-L
種	ヒト
GeneID（ヒト）	123283
GeneID	123283
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTARSL2（NP_689547.2）のアミノ酸1〜170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	A2RTX5
タンパク質分子量	93kDa
輸送	保冷バッグ