

Wb・Elisa用 抗Tas1R1 ウサギポリクローナル抗体 - Q7Rtx1

商品番号: CM0014599

前書き

ヒトTAS1R1（GPR70）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのうま味受容体を検出し、感覚伝達およびGPCR研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAS1R1 ウサギpAb
備考／別名	TR1, T1R1, GM148, GPR70, TAS1R1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	80835
GeneID	80835
免疫原	ヒトTAS1R1（NP_619642.2）のアミノ酸330～567番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7RTX1
タンパク質分子量	93kDa
輸送方法	氷袋