

Wb・Elisa用抗Tas1R2ウサギポリクローナル抗体 - Q8Te23

商品番号: CM0023881



前書き

ヒトTAS1R2（甘味受容体T1R2）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。味覚・感覚伝達研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAS1R2 ウサギpAb
別名	TR2; T1R2; GPR71; TAS1R2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80834
遺伝子ID	80834
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TE23
タンパク質分子量	95kDa
輸送方法	氷袋