

Wb、Elisa用抗Tas1R3ポリクローナル抗体 - Q7Rtx0

商品番号: CM0016088



前書き

ヒトTAS1R3に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。味覚受容体研究、うま味・甘味シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAS1R3 ウサギ pAb
備考/別名	T1R3; TAS1R3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	83756
遺伝子ID	83756
免疫原	ヒトTAS1R3 (NP_689414.2) のアミノ酸400～570に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7RTX0
タンパク質分子量	93kDa
発送	保冷剤