

Wb、Elisa用抗Tas2R10ポリクローナル抗体 - Q9Nyw0

商品番号: CM0017847

前書き

ヒト味覚受容体TAS2R10（TRB2/T2R10）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。苦味覚知およびガストデューシンシグナル伝達の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAS2R10 ウサギ pAb
別名	TRB2; T2R10; TAS2R10
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	50839
遺伝子ID	50839
免疫原	合成ペプチド：ヒトTAS2R10 (NP_076410.1) のアミノ酸100～200領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NYW0
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷剤