

Wb、Elisa用抗Tas2R38ウサギポリクローナル抗体 - P59533

商品番号: CM0016517

前書き

苦味受容体であるヒトTAS2R38に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適用可能で、ラットと交差反応性を示します。苦味知覚およびGPCRシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAS2R38 ウサギpAb
別名	PTC, T2R38, T2R61, TH1OT, TAS2R38
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5726
GeneID	5726
免疫原	ヒトTAS2R38 (NP_789787.4) のアミノ酸150-250番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P59533
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	氷袋