


Wb、If/Icc、Elisa用抗Taslウサギモノクローナル抗体 - Q9Hai6

商品番号: CM0012381



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗TASLウサギモノクローナル抗体。ヒトTASL（CXorf21、34 kDa）を標的とします。TASLは、TLR7/8/9-IRF5自然免疫シグナル伝達に参与するリソソームアダプターです。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TASLウサギmAb
備考/別名	CXorf21
種	ヒト
GeneID（ヒト）	80231
GeneID	80231
免疫原	ヒトTASL（NP_079435.1）のアミノ酸211～301に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HAI6
タンパク質分子量	34 kDa
輸送条件	保冷バッグ